

# PROTEGE PANSEMENT LATEX

## LE PRODUIT :

- Ce pansement est composé uniquement de latex pur, il résiste efficacement à l'eau, aux huiles et aux graisses.

## APPLICATIONS :

- Protection du pansement auto-adhésif.
- Protection des blessures contre les petits chocs.

## MODE D'EMPLOI :

- Découper la bande latex à l'aide d'une paire ciseaux.
- Enlever le papier de protection.
- Entourer le doigt à protéger en étendant légèrement la bande.
- Tirer sur la bande de latex et ensuite bien pincer afin de souder les deux parties l'une à l'autre.
- Découper à l'aide d'une paire de ciseaux le superflu de latex pour obtenir un fini parfait.
- Votre doigt est protégé.

Remarque : Evitez de garder ce protège pansement plus de dix heures consécutives afin de prévenir toute macération.

## PRESENTATION :

- En vrac (Unité) ref 01094
- Tube de deux rouleaux 5cmx0,85m ref 01095



---

Sano & Pharm France

Zone Industrielle des Forges - 08320 Vireux-Molhain - France

Tél : 03 24 40 80 45 - Fax : 03 24 40 80 46

[www.sanoetpharm.fr](http://www.sanoetpharm.fr)

[info@sanoetpharm.fr](mailto:info@sanoetpharm.fr)